

Inhaltsverzeichnis

1	Lieferumfang	2
2	Sicherheit	3
3	Funktion	5
4	Inbetriebnahme	7
5	Bedienung	12
6	Wartung	20
7	Ausserbetriebnahme	23
8	Ersatzteile	24
9	Anhang	28



Lesen Sie diese Betriebsanleitung gründlich durch, bevor Sie den **BÜCHI** Vacuum Controller **B-721** verwenden. Bewahren Sie diese Anleitung in unmittelbarer Nähe des Gerätes auf, damit jederzeit darauf zurückgegriffen werden kann.

Kapitel 2, Sicherheit, enthält wichtige Sicherheitshinweise. Die Kenntnisnahme ist für den sicheren Betrieb des Vacuum Controller unerlässlich.

Technische Änderungen ohne vorherige Anzeige sind vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Firma Büchi Labortechnik AG dürfen keine Teile dieser Betriebsanleitung in irgendeiner Form reproduziert oder unter Anwendung elektronischer oder optischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Alle Rechte sind vorbehalten.

Copyright © Büchi Labortechnik AG, 1997



Progress built on tradition

de, Version B (30 Seiten)

Bestell-Nr.

B-721 Betriebsanleitung

96667

1 Lieferumfang



Bild 1: Gesamtansicht B-721

Bezeichnung

Gerätevarianten:	Bestell-Nr.
Büchi Vacuum Controller B-721 230 V	34864
Büchi Vacuum Controller B-721 120 V	34961

Tabelle 1: Lieferumfang

Beipackteile:

1 Autodest.-Sonde	V	(optional)	37752
	S	(optional)	37753
Auto-Vacuumstutzen kpl.		(optional)	37750
1 Glas-T-Stück		(optional)	37751
1 Kreuzmuffe kpl. D12–16			27344
1 Schraubolive GL14 kpl.			32885
1 Betriebsanleitung			
Deutsch			96667
Englisch			96668
Französisch			96669
Italienisch			96670
Spanisch			96671
1 Verpackung kpl.			36055

Tabelle 2: Beipackteile

2 Sicherheit

Der Vacuum Controller ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können von dem Gerät Gefahren ausgehen:

- wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäss verwendet wird.
- wenn das Gerät von ungenügend ausgebildetem Personal bedient wird.

2.1 Symbole



Stopp

Informationen über Gefahren, die zu hohen Sachschäden oder zu schweren oder lebensgefährlichen Verletzungen führen können.



Warnung

Informationen über Gefahren, die zu Gesundheitsschäden oder zu Sachschäden führen können.



Hinweis

Informationen, die auf technische Erfordernisse hinweisen. Das Nichtbefolgen kann zu Störungen, Unwirtschaftlichkeit und möglicherweise zu Produktionsverlusten führen.

2.2 Anforderungen an den Betreiber

Das Gerät darf nur durch Personen benutzt werden, welche die Gefahren, die beim Betreiben des Gerätes entstehen, überblicken können.

2.3 Bestimmungsgemässe Verwendung

Der Vacuum Controller ist als Laborgerät konzipiert und gebaut. Seine bestimmungsgemässe Verwendung ist das Regeln und Anzeigen von Vakuum im Arbeitsbereich 0 mbar bis Atmosphärendruck.

Eingesetzt wird der Vacuum Controller für:

- Destillations-Apparaturen insbesondere Rotationsverdampfer
- Vakuum-Trockenschränke

Zur bestimmungsgemässen Verwendung des Vacuum Controllers gehört ebenfalls dessen Pflege.

2.4 Nichtbestimmungsgemässe Verwendung

Jede andere als die erwähnten Verwendungen sowie jede Anwendung, die nicht den technischen Daten entspricht, gilt als Fehlanwendung. Für allfällige Schäden, die auf eine solche Verwendung zurückzuführen sind, trägt der Betreiber das alleinige Risiko.



Insbesondere folgende Anwendungen sind unzulässig:

- Eichgerät für andere Geräte
- Verwendung in Ex-geschützten Räumen
- Arbeiten im Überdruck

2.5 Sicherheitsmassnahmen

Das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung ist grundsätzlich erforderlich.

Diese Betriebsanleitung muss als Bestandteil des Vacuum Controller B-721 jederzeit dem Bedienungspersonal am Einsatzort des Gerätes zur Verfügung stehen.

Der Betreiber ist für die Instruktion seines Personals verantwortlich. Dazu kann diese Betriebsanleitung in weiteren Sprachen nachbestellt werden.

Der Betreiber informiert den Hersteller umgehend über alle sicherheitsrelevanten Vorkommnisse, die sich bei Verwendung des Gerätes ereignen.

2.6 Sicherheitselemente

Bei einem Überdruck von mehr als 1400 mbar öffnet das eingebaute Belüftungsventil automatisch.

Das Gerät ist mit einer Schmelzsicherung versehen.

3 Funktion

Seine Funktionen sind:

- Einsatz als manueller Vakuum-Kontroller
- Automatische Durchführung von Destillationen bis zur Trockene, sofern physikalisch ohne Lösungsmittelverlust möglich (→ Rückverdampfung!)
- Automatisches zuende destillieren einer manuell gestarteten Destillation (z.B. bei problematischen Lösungsmittelgemischen)

Der B-721 regelt das Vakuum durch das direkte Ansteuern einer Wasserstrahlpumpe, eines Durchgangsventil oder einer Membranpumpe.

Die gesteuerte Wasserstrahlpumpe spart so bis zu 400 l Wasser pro Stunde. Durch Zubehör, wie z.B. das Kühlwasser-ventil, das am B-721 angeschlossen wird, kann ebenfalls Wasser gespart werden.

Wo liegen die Grenzen des Gerätes?

Die Automatik-Funktion basiert auf einer Gleichgewichtseinstellung der Temperatur im Kühler unter Berücksichtigung der Kühlmitteltemperatur. Eine einwandfreie vollautomatische Destillation bis zur Trockene kann beeinträchtigt werden durch:

- zu geringe Lösungsmittelmenge. Typische Minimalmengen liegen, je nach Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemisch, bei 50 bis 100 ml.
- zu grosse Siedepunktsdifferenzen bei Lösungsmittelgemischen. Allgemein gültige Angaben können hier kaum gemacht werden, da die Werte einerseits stark von der Kühlmittel- und Badtemperatur abhängig sind und andererseits auch von der Verdampfungswärme speziell der höhersiedenden Komponente beeinflusst werden. Siedepunktsdifferenzen bis 50°C sind unter günstigen Bedingungen möglich.
- Temperaturdifferenz zwischen Bad und Kühlung ungünstig. Typische Werte liegen für Lösungsmittelgemische bei ≥ 35 bis 40°C, für "reine" Lösungsmittel bei etwa 35°C.
- sehr problematische Lösungsmittelgemische, d.h. solche mit grossen Siedepunktdifferenzen und/oder grossen Unterschieden in der Verdampfungswärme. In diese Kategorie gehören vielfach wässrige Gemische.
- Nachspeisen des Verdampferkolbens im Automatik-Betrieb ist nicht möglich.
Abhilfe: Automatik-Funktion durch kurzen Druck auf die DOWN-Taste ausschalten, Lösungsmittel in den Verdampferkolben einsaugen und, sobald die Destillation wieder im Gange ist, Rückgabe an die Automatik.

3.1 Hysterese

Die Bandbreite der Hysterese kann sowohl manuell als auch automatisch gewählt werden.

Manuelle Hysterese ($\Delta P = 1 - 100 \text{ mbar}$)

Beispiel:

Sollwert 400 mbar, Hysterese 7 mbar (manuell)

- ① Pumpe saugt auf Sollwert 400 mbar, das Durchgangsventil schliesst, resp. die Vakuumpumpe stellt ab.
- ② Der Druck steigt um 7 mbar.
- ③ Die Pumpe saugt wieder auf den Sollwert




Bild 2: Manuelle Hysterese

Automatische Hysterese ($\Delta P = A$)

Die automatische Hysterese ist abhängig vom eingestellten Sollwert. Sie arbeitet kontinuierlich (linear) abnehmend:

- 30 mbar bei einem Sollwert von 1000 mbar
- 1 mbar bei einem Sollwert von 2 mbar

Beispiel:

Sollwert 400 mbar, automatische Hysterese (12 mbar)

- ① Pumpe saugt auf Sollwert 400 mbar, das Durchgangsventil schliesst, resp. Vakuumpumpe stellt ab.
- ② Die Bandbreite der Hysterese beträgt bei diesem Sollwert 12 mbar.




Bild 3: Automatische Hysterese

4 Inbetriebnahme



Überprüfen Sie, dass die Spannung der Steckdose mit der auf dem Apparateschild angegebenen Spannung übereinstimmt.




Bild 4: B-721 mit Durchgangsventil und Kühlwasserventil

4.1 Installation mit Durchgangsventil und Kühlwasserventil

- Durchgangsventil ④ zwischen Vakuumpumpe ⑤ und Woulff'schen Flasche ③ einbauen. (Flussrichtung beachten)
- Durchgangsventil an Buchse V anschliessen.
- Kühlwasserventil ① an Wasserhahn anschrauben (Dichtung und Sieb beachten).
- Kühlwasserventilstecker in Buchse CW einstecken.
- Kühlwasser-Schläuche anschliessen.
- B-721 an Stromnetz anschliessen.
- B-721 einschalten.
- Wasserhahn öffnen und mit Nadelventil ② den Durchfluss im Kühler regulieren.

- ① Kühlwasserventil
- ② Nadelventil
- ③ Woulff'sche Flasche
- ④ Durchgangsventil
- ⑤ Vakuumpumpe




Bild 5: B-721 mit Wasserstrahlpumpe B-764 und Kühlwasserventil

4.2 Installation mit Wasserstrahlpumpe B-764

- Wasserstrahlpumpe B-764 ③ an Wasserhahn anschrauben.
- Wasserstrahlpumpe an Buchse V anschliessen.
- Kühlwasser-Schläuche anschliessen.
- B-721 an Stromnetz anschliessen.
- B-721 einschalten.
- Wasserhahn für Wasserstrahlpumpe ③ voll öffnen.
- Wasserhahn für Kühlwasser ① **vorsichtig** öffnen.

- ① Wasserhahn
- ② Woulff'sche Flasche
- ③ Wasserstrahlpumpe B-764




Bild 6: B-721 mit Wasserstrahlpumpe B-767

4.3 Installation mit kombinierter Wasserstrahlpumpe B-767

Die Wasserstrahlpumpe B-767 weist ein eingebautes Kühlwasserventil auf.

- Wasserstrahlpumpe B-767 ③ an Wasserhahn anschrauben.
- Wasserstrahlpumpe an Buchse V anschliessen.
- Kühlwasser-Schläuche anschliessen.
- B-721 an Stromnetz anschliessen.
- B-721 einschalten.
- Wasserhahn öffnen und mit Nadelventil ① den Durchfluss im Kühler regulieren.

- ① Nadelventil
② Woulff'sche Flasche
③ Wasserstrahlpumpe B-767

4.4 Verbindung mit V-500, B-721, einem Durchgangsventil und einem Rotavapor (R-114 / R-124 / R-3000)




Bild 7: B-721 mit Vakuumpumpe

4.5 Installation der Automatik-Sonde

Version "V"



Es ist darauf zu achten, dass der untere Fühler der Sonde das "Knie" des Kühlwasserausgangs berührt (siehe Foto).

Der Fühler CW wird am Kühlwasserausgang angeschlossen. Der Kühlwasser-Ausgang muss die äussere Spirale sein.




Bild 8a: Installation der Automatik-Sonde (Version "V")

Version "S"

Der Fühler CW wird am Kühlwasserausgang angeschlossen.
Die Spitze der Sonde muss auf der Höhe der untersten inneren Spirale sein.




Bild 8b: Installation der Automatik-Sonde (Version "S")

4.6 Gerätekonfiguration

In einem speziellen Konfigurationsmenu können 3 Parameter konfiguriert werden:

Parameter 1: Aufwärmzeit

Die Tiefsiedererkennung erfolgt während der hier eingestellten Zeit (bei grossen Volumina event. höher stellen).

Standard-Einstellung = 20 s Anzeige: 1-20

Parameter 2: Abgleich auf die Leistung der Vakuumpumpe

Standard-Einstellung = 5 Anzeige: 2-5

Parameter 3: Akustisches Alarmsignal ein-, ausschalten

1 = ein, 0 = aus

Standard-Einstellung = 1 Anzeige: 3- 1

Zum Aufrufen des Konfigurationsmenüs, beim Einschalten des B-721 die DOWN-Taste 3s gedrückt halten. Die einzelnen Einstellungen können mit der UP- und DOWN-Taste verändert werden. Wird ein angezeigter Parameter während 3s nicht verändert, so wechselt die Anzeige zum nächsten Parameter und schliesslich zurück ins Grundmenü.

Pumpenkonfiguration

Der B-721 ist ab Werk auf eine Pumpenleistung von ca. 2m³/h konfiguriert. Werden Pumpen mit deutlich geringerer Saugleistung eingesetzt, muss für eine einwandfreie Automatik-Funktion die Grundkonfiguration entsprechend angepasst werden.

1. Pumpenleistung testen

- Rotationsverdampfer mit Vacuum Controller B-721 komplett aufbauen
- Trockenes Gerät durch Drücken der AUTO-Taste evakuieren
- Erreichbares Endvakuum abwarten. Eine Neukonfiguration ist nur notwendig, wenn das erreichte Endvakuum \geq 100mbar ist.

2. B-721 konfigurieren

- B-721 ausschalten
- Die Taste DOWN drücken und gleichzeitig den B-721 einschalten
- Sobald in der Anzeige 1-20 erscheint, die DOWN-Taste loslassen
- Nach 3 Sekunden erscheint dann 2-5
- Jetzt kann dieser Wert mit der UP-Taste erhöht werden (z.B. 2-15)
- Erfolgt 3 Sekunden keine Eingabe wechselt die Anzeige auf 3-1 und anschliessend auf den aktuellen Systemdruck

Nun die Pumpenleistung nochmals testen (Punkt 1) und, falls nötig Konfiguration anpassen.

Wenn kein Erfolg erzielt werden kann, ist eventuell die Pumpe ungeeignet.

5 Bedienung

Das Gerät ist nicht spritzwassergeschützt.



Bild 9: B-721 Folientastatur

5.1 Bedienungselemente

P	Solldruck abrufen
ΔP	Hysteresis abrufen
UP	Erhöhen des Anzeigewertes, Belüften des Systems während einer Destillation
DOWN	Reduzieren des Anzeigewertes, Absenken des Druckes während einer Destillation
mbar/Torr	Umschalten der Anzeige von mbar/hPa auf Torr/mmHg
MANUAL	Starten der manuellen Destillation
AUTO	Starten der automatischen Destillation
STOP	Stoppen des Destillationsvorganges
mbar/hPa	Einheit des angezeigten Druckes
Torr/mmHg	Einheit des angezeigten Druckes





Bild 10: Seitenansichten des Gehäuses


V	Ventilanschluss (Wasserstrahlpumpe, Durchgangsventil, Switch-box)
CW	Kühlwasserventilanschluss
AS	Anschluss für die Automatik-Sonde
1	Netzschalter
2	Sicherung
3	Anschluss für Belüftung (Inertgas möglich)
4	Vakuumanschluss

5.2 Manueller Betrieb

Gerät einschalten

Taste	Bedienung	Anzeige	Funktion
	ON	z.B. 957 (aktueller Systemdruck)	<ul style="list-style-type: none"> Anzeige Systemdruck Belüftungsventil offen Kühlwasserventil für ca. 5 min offen. Durch Drücken „STOP“-Taste schliesst sich das Kühlwasserventil. Gerät ist nun im Grundzustand


Druckeinheit wählen

	Kurz drücken	z.B. 957 (aktueller Systemdruck)	<ul style="list-style-type: none"> Wahl der Druckeinheit mbar/hPa oder Torr/mmHg. Die gewählte Einheit wird durch die LED, links neben dem Display, angezeigt.
---	--------------	-------------------------------------	---


Solldruck einstellen

	Kurz drücken	z.B. 147 (Solldruck)	<ul style="list-style-type: none"> Anzeige des Solldruckes, welcher sich mit den Tasten „UP“ und „DOWN“ verändern lässt (0-1400 mbar) Wenn während 3 s keine Eingabe mehr erfolgt, wird der Anzeigewert automatisch abgespeichert, wobei die Anzeige wieder in den Grundzustand wechselt Der Sollwert kann jederzeit geändert werden
---	--------------	----------------------	---

Hysteresis einstellen

	Kurz drücken	z.B. H 10 H A	<ul style="list-style-type: none"> Anzeige der Hysteresis, welche sich mit den Tasten „UP“ / „DOWN“ verändern lässt (100-1 mbar und A) Automatische Hysteresis (siehe. 3.2 Automatische Hysteresis) Wenn während 3 s keine Eingabe mehr erfolgt, wird der Anzeigewert automatisch abgespeichert, wobei die Anzeige wieder in den Grundzustand wechselt Faustregel: Hysteresis = 10% vom Solldruck
---	--------------	----------------------	---

Evakuierung starten





	Kurz drücken	z.B. 957→147	<ul style="list-style-type: none"> System wird auf den vorgewählten Sollwert evakuiert (aktueller Systemdruck) dort innerhalb der eingestellten Hysteresis geregelt LED „MANUAL“ leuchtet Kühlwasserventil offen
---	--------------	--------------	--

Stop

	Kurz drücken	z.B. 957 (aktueller Systemdruck)	<ul style="list-style-type: none"> Stoppt die Regelfunktion System wird belüftet (Belüftungsventil bleibt offen) Das Kühlwasserventil bleibt noch während ca. 5 min offen
	2 x kurz drücken		<ul style="list-style-type: none"> Zweimaliges Drücken von „STOP“ schaltet das Kühlwasser sofort aus

Hold - Zustand

Nach dem Start der Destillation kann mit Hilfe der Pfeiltasten jederzeit in den Regelvorgang eingegriffen werden. Das Drücken der „**UP**“ Taste bewirkt eine sofortige Erhöhung des Systemdruckes (System wird belüftet), die „**DOWN**“ Taste reduziert den Systemdruck (Pumpe läuft an). Das folgende Beispiel veranschaulicht diesen Prozess.

Taste	Bedienung	Anzeige	Funktion
	ON	z.B. 957 (aktueller Systemdruck)	<ul style="list-style-type: none"> Gerät wird eingeschaltet
	Kurz drücken	z.B. 957→147 (aktueller Systemdruck)	<ul style="list-style-type: none"> Pumpe wird gestartet
	Kurz drücken	z.B. 387 (aktueller Systemdruck)	<ul style="list-style-type: none"> Der Evakuierungsvorgang wird unterbrochen und die LED der „MANUAL“-Taste blinkt → Hold Zustand. Dabei wird der aktuelle Systemdruck gehalten Solange die UP-TASTE gedrückt wird, bleibt das Belüftungsventil offen.
	Taste gedrückt halten	Systemdruck ändert sich	<ul style="list-style-type: none"> Solange die Taste gedrückt bleibt, wird der Systemdruck angepasst, d.h. während die Taste „DOWN“ gedrückt wird, wird der Druck weiter abgesenkt, bzw. bei „UP“ öffnet sich das Belüftungsventil. Nach Loslassen der Taste „UP“ bzw. „DOWN“ wird der aktuelle Druck mit der gespeicherten Hysterese geregelt. <p>Durch kurzes Drücken der Taste „MANUAL“ wird die Funktion fortgeführt, welche vor dem Unterbrechen aktiv war.</p>

Beispiel einer manuellen Destillation

Die Werte im folgenden Anwendungsbeispiel gelten für die Destillation von Ethanol bei einer Dampftemperatur von 40°C. Die Werte anderer Lösungsmittel können der Tabelle am Schluss dieses Kapitels entnommen werden.

Vor jeder Destillation sind folgende Punkte zu beachten :

- Kühlwasser angeschlossen
- Alle elektrischen Anschlüsse korrekt
- Alle Verschlauchungen korrekt

	Bedienung	Anzeige	Funktion
Destillation von Ethanol	Netzschalter ein	z.B. 957 (aktueller Systemdruck)	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige Systemdruck
	Taste „ P “	z.B. 213	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige des Solldruckes, dieser lässt sich mit den Tasten „UP“ und „DOWN“ verändern (in unserem Fall 175 mbar einstellen).
	Taste „ ΔP “	z.B. H 25	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige der Hysterese, diese lässt sich mit den Tasten „UP“ und „DOWN“ verändern (in unserem Fall 17 mbar einstellen).
	Taste „ START “	z.B. 957→175 (aktueller Systemdruck)	<ul style="list-style-type: none"> • System wird auf den vorgewählten Sollwert von 175 mbar evakuiert und wird dort innerhalb der eingestellten Hysterese von 17mbar geregelt.
<p>Falls ein Schäumen oder starkes Spritzen auftreten sollte, ist es möglich, mit den Tasten „UP“ / „DOWN“ direkt einzugreifen → Hold-Zustand.</p>			
	Taste „ UP “	Aktueller Systemdruck	<ul style="list-style-type: none"> • System belüftet, solange die Taste gedrückt bleibt • Nach Loslassen der Taste wird der Druck auf dem aktuellen Wert geregelt • Die LED der „MANUAL“ Taste blinkt
	Taste „ DOWN “	Aktueller Systemdruck	<ul style="list-style-type: none"> • System wird weiter evakuiert • Nach Loslassen der Taste wird der Druck auf dem aktuellen Wert geregelt • Die LED der „MANUAL“ Taste blinkt
<p>Durch Drücken der „MANUAL“ Taste wird die Destillation fortgesetzt, d.h. das System arbeitet auf dem eingestellten Solldruck (P).</p>			
	Taste „ STOP “	Aktueller Systemdruck	<ul style="list-style-type: none"> • System wird belüftet (Belüftungsventil bleibt offen) • Das Kühlwasserventil bleibt noch während ca. 5 min offen • Zweimaliges Drücken der „STOP“ Taste schaltet das Kühlwasser sofort aus

5.3 Automatischer Betrieb

Automatische Destillation



Damit das Gerät automatisch die idealen Destillationsparameter finden und einhalten kann, beachten Sie bitte folgende Bedingungen:

- minimales Destillationsvolumen, je nach Gemisch, 50...100 ml
 - Kühlmittel-Temperatur 0...25°C
 - Badtemperatur 45...70°C
 - Temperaturdifferenz Heizbad \Rightarrow Kühlmittel mind. 35°C
1. Gefüllter Verdampferkolben am Rotationsverdampfer anschliessen.
 2. Hahn für Kühlwasser öffnen.
 3. Rotation einschalten
 4. Verdampferkolben ins Heizbad eintauchen
 5. 2 Sekunden warten
 6. Automatik starten (AUTO-Taste)

Taste	Bedienung	Anzeige	Funktion
	Kurz drücken	957 ↓ schrittweise Druck absenken	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät sucht sich die optimalen Destillations-Bedingungen für eine möglichst emissionsfreie Destillation • LED „AUTO“ leuchtet • Kühlwasserventil offen • Belüftungsventil geschlossen

Ablauf:

- Stufenweise Evakuieren bis zum Destillationsbeginn.
- Optimierung des Destillationsdruckes
- Überwachung und Regelung der Destillation bis zur Trockene oder bis Rückverdampfung einsetzt.
- Destillationsende (Belüftungsventil bleibt geschlossen.), Piepston.
Kühlwasserventil bleibt offen
(Dieser Vorgang kann auch durch Drücken der „STOP“-Taste abgeschaltet werden, wobei sich das Belüftungsventil öffnet)

Die Destillation läuft nun automatisch ab; sofern physikalisch möglich, bis zum trockenen Verdampferkolben. Das Ende der Destillation wird akustisch und optisch durch Blinken der „**STOP**“-Leuchte angezeigt; der Rotationsverdampfer wird jedoch nicht belüftet.

Belüften der Apparatur: „**STOP**“-Taste des B-721 drücken

Ist physikalisch eine Destillation bis zur Trockene nicht möglich (z.B. Rückverdampfung von tiefsiedendem Lösungsmittel), so wird die Destillation gestoppt (analog Destillationsende).

Vor einem Neustart muss nun der Auffangkolben entleert werden.

5.4 Eingreifen in die Automatik

Es gibt Fälle, wo eine Destillation manuell gestartet werden möchte. Sobald die Destillation läuft, sollte sie dann aber von der Automatik weiter kontrolliert und auch beendet werden.

Beispiele dazu sind :

- Gemische, die zum Schäumen neigen
- Gemische, die zu Siedeverzügen neigen
- Gemische mit Spuren eines tiefsiedenden Lösungsmittels

In solchen Fällen ist wie folgt vorzugehen:

Kurzes Drücken der **„MANUAL“**-Taste und gleich darauf der **„UP“**-Taste. Nun ist das Gerät im Hold-Zustand. Das Vakuum kann jetzt schrittweise abgesenkt werden. Dies geschieht durch Drücken der **„DOWN“**-Taste (solange die Taste gedrückt bleibt, wird der Druck gesenkt). Wenn nun die Destillation zufriedenstellend läuft, kann sie durch kurzes Drücken der **„AUTO“**-Taste automatisch weiter geregelt werden. Die Destillation wird nun vom B-721 weiter überwacht, nachgeregelt und auch beendet.

Wenn die automatisch Destillation beendet, jedoch der Rückstand noch nicht ganz trocken ist, kann durch Drücken der DOWN-Taste eine letzte Restfeuchte noch abgedampft werden.

Möglichkeiten um in die manuelle Funktion zu gelangen sind:

- "MANUAL" kurz drücken
(regelt nun mit gespeichertem Sollwert + Hysterese)
- "UP" oder "DOWN" kurz drücken
(regelt bei aktuellem Wert Hold Zustand Seite 14)

Aus all diesen Zuständen kann jederzeit wieder in die Automatik-Funktion gewechselt werden.



Bild 11: „20-40-60“

5.5 Informationen zur Anwendung

Die Wahl der Destillationsbedingungen

Zur Erreichung von optimalen Destillationsbedingungen bei Rotationsverdampfern ist die Energie, die aus dem Heizbad der Destillation zugeführt wird, wieder über den Kühler abzuführen. Um dies zu gewährleisten, empfiehlt es sich, nach der folgenden Faustregel zu arbeiten.

Kühlwasser max 20° C	Dampf 40° C	Bad 60° C
-------------------------	----------------	--------------

Wie erreicht man diese Bedingungen?

- Badtemperatur auf 60° C einstellen
- Kühlwasser einstellen, Temperatur nicht höher als 20° C
- Kühlwasser mit etwa 40–50 l/h durch den Kühler fließen lassen
- Das Arbeitsvakuum ist so zu wählen, dass der Siedepunkt des Lösungsmittels bei 40° C liegt. Den entsprechenden Druck entnehmen Sie der Lösungsmittel-Tabelle (in diesem Kapitel).

Vorteile von 60° C Badtemperatur:

- Der Verdampferkolben kann ohne Verbrühungsgefahr gewechselt werden
- Die Verdampfungsrate von Wasser aus dem Heizbad ist noch nicht sehr hoch (Energieverlust)
- Die Heizbad-Energie wird mit gutem Wirkungsgrad ausgenutzt

Sinngemäß kann diese Regel auch für tiefere Badtemperaturen angewandt werden, z.B.:

Kühlwasser 0° C	Dampf 20° C	Bad 40° C
--------------------	----------------	--------------

Optimierung der Destillation:

Je nach zu destillierendem Lösungsmittel kann es vorkommen, dass die Destillation nachoptimiert werden muss. Bevor jedoch nachoptimiert wird, muss das Heizbad 60° C erreicht haben.

Dabei gilt:

Die Kondensation des Lösungsmittels soll an 2/3 bis 3/4 der vorhandenen Kühlschlangen stattfinden.

Um die Destillation zu optimieren, stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung :

1. Druck langsam weiter absenken

Bad muss 60° C erreicht haben!

(Siedepunkt wird gesenkt, Erhöhung von ΔT_1 , was eine Erhöhung der Destillationsleistung zur Folge hat)

oder

2. Badtemperatur erhöhen

(Erhöhung von ΔT_1 , was eine Erhöhung der Destillationsleistung zur Folge hat)

Durch Erhöhen der Badtemperatur wird jedoch nicht die ganze zusätzliche Energie in die Destillation eingebracht, sondern auch mehr an die Umwelt abgestrahlt. Dies geschieht durch den erhöhten Temperaturunterschied zwischen Bad- und Umgebungstemperatur.




Bild 12: Kondensationsbereich

5.6 Lösungsmittel

Lösungsmittel	Formel	Molare Masse in g/mol	Verdampfungs- energie in J/g	Siedepunkt bei 1013 mbar	Dichte in g/cm ³	Vakuum in mbar für Siedepunkt bei 40°C
Aceton	C ₃ H ₆ O	58.1	553	56	0.790	556
n-Amylalkohol, n-Pentanol	C ₅ H ₁₂ O	88.1	595	37	0.814	11
Benzol	C ₆ H ₆	78.1	548	80	0.877	236
n-Butanol, tert. Butanol	C ₄ H ₁₀ O	74.1	620	118	0.810	25
(2-Methyl-2-Propanol)	C ₄ H ₁₀ O	74.1	590	82	0.789	130
Chlorbenzol	C ₆ H ₅ Cl	112.6	377	132	1.106	36
Chloroform	CHCl ₃	119.4	264	62	1.483	474
Cyclohexan	C ₆ H ₁₂	84.0	389	81	0.779	235
Diethylether	C ₄ H ₁₀ O	74.0	389	35	0.714	atmosphärisch
1,2,-Dichlorethan	C ₂ H ₄ Cl ₂	99.0	335	84	1.235	210
1,2,-Dichlorethylen (cis)	C ₂ H ₂ Cl ₂	97.0	322	60	1.284	479
1,2,-Dichlorethylen (trans)	C ₂ H ₂ Cl ₂	97.0	314	48	1.257	751
Diisopropylether	C ₆ H ₁₄ O	102.0	318	68	0.724	375
Dioxan	C ₄ H ₈ O ₂	88.1	406	101	1.034	107
DMF (Dimethylformamid)	C ₃ H ₇ NO	73.1		153	0.949	11
Essigsäure	C ₂ H ₄ O ₂	60.0	695	118	1.049	44
Ethanol	C ₂ H ₆ O	46.0	879	79	0.789	175
Ethylacetat	C ₄ H ₈ O ₂	88.1	394	77	0.900	240
Heptan	C ₇ H ₁₆	100.2	373	98	0.684	120
Hexan	C ₆ H ₁₄	86.2	368	69	0.660	335
Isopropylalkohol	C ₃ H ₈ O	60.1	699	82	0.786	137
Isoamylalkohol, 3-Methyl-1-Butanol	C ₅ H ₁₂ O	88.1	595	129	0.809	14
Methylethylketon	C ₄ H ₈ O	72.1	473	80	0.805	243
Methanol	CH ₄ O	32.0	1227	65	0.791	337
Methylenchlorid, Dichlormethan	CH ₂ Cl ₂	84.9	373	40	1.327	atmosphärisch
Pentan	C ₅ H ₁₂	72.1	381	36	0.626	atmosphärisch
n-Propylalkohol	C ₃ H ₈ O	60.1	787	97	0.804	67
Pentachlorethan	C ₂ HCl ₅	202.3	201	162	1.680	13
1,1,2,2,-Tetrachlorethan	C ₂ H ₂ Cl ₄	167.9	247	146	1.595	35
Tetrachlorkohlenstoff	CCl ₄	153.8	226	77	1.594	271
1,1,1,-Trichlorethan	C ₂ H ₃ Cl ₃	133.4	251	74	1.339	300
Tetrachlorethylen	C ₂ Cl ₄	165.8	234	121	1.623	53
THF (Tetrahydrofuran)	C ₄ H ₈ O	72.1		67	0.889	357
Toluol	C ₇ H ₈	92.2	427	111	0.867	77
Trichlorethylen	C ₂ HCl ₃	131.3	264	87	1.464	183
Wasser	H ₂ O	18.0	2261	100	1.000	72
Xylol (Isomerengemisch)	C ₈ H ₁₀	106.2	389	140	0.87	25

Tabelle 3: Lösungsmittel-Tabelle (CRC Handbook 65th Ed)

6 Wartung

Alle Hinweise, welche darauf abzielen, den Vacuum Controller in funktionstüchtigem Zustand zu halten, sind zu beachten. Dazu gehört auch eine periodische Reinigung und Überprüfung auf allfällige Beschädigungen.

6.1 Reinigung

Das Gehäuse ist mit einem feuchten Lappen, ohne Anwendung von Lösungsmitteln, zu reinigen und ebenfalls auf Defekte (Bedienungselemente, Stecker) visuell zu überprüfen.

6.2 Wasserstrahlpumpe

Es kann vorkommen, dass die Wasserstrahlpumpe nicht mehr abstellt. In diesem Fall hilft es meistens, wenn das kleine Loch in der Membrane mit einer Nadel durchgestossen wird. Dazu den grossen Ventilkörper abschrauben. Das Loch kann von Zeit zu Zeit verstopfen (Kalk, Verunreinigungen); als Folge kann die Membrane nicht mehr schliessen.

- ① Ventilkörper
- ② Membrane NBR
- ③ Loch 0,5 mm
- ④ Nadel




Bild 13: Wasserstrahlpumpe mit Membrane

6.3 Kundendienst

Eingriffe am oder im Gerät dürfen nur durch autorisierte Kundendienst-Techniker erfolgen. Dies sind Personen mit einer fundierten technischen Berufsausbildung und Kenntnissen der Gefahren, die sich aus der Nichtbeachtung von Sicherheitsvorkehrungen ergeben. Büchi-Kundendienststellen verfügen über ein gerätespezifisches Service-Manual, welches nur durch autorisiertes Personal zu beziehen ist.

Die Adressen der offiziellen Büchi-Kundendienststellen sind auf der letzten Umschlagseite dieser Betriebsanleitung angegeben.

Der Kundendienst der Firma Büchi steht für folgende Dienstleistungen bereit:

- Ersatzteildienst (bitte beziehen Sie sich auf die in der Betriebsanleitung aufgeführten Bestell-Nr.)
- Reparaturdienst
- Wartungsdienst und Technische Beratung.
(Bitte wenden Sie sich telefonisch, schriftlich mittels Telefax oder Telex an die Büchi-Vertretung in Ihrem Land).

6.4 Funktionskontrolle

Nach jedem Eingriff sind folgende Parameter zu überprüfen:

- Einschalten des B-721
- Display 8888 (1 s)
- Display Software-Version A 2.0 (1 s)
- Display aktueller Atmosphärendruck wird angezeigt
- Hörbares Schalten des Ventils
- Kühlwasserventil ist offen (kann durch Drücken der "STOP"-Taste ausgeschaltet werden)

6.5 Störungen und ihre Behebung

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Keine Anzeige	Gerät ohne Strom	Netzschalter ein
		Netzverbindungen überprüfen
		Sicherungen überprüfen
Häufiges Schalten des Ventils oder der Pumpe	System ist undicht	Alle Dichtstellen kontrollieren (Schläuche und deren Verbindungen)
	Hysterese ist zu klein gewählt	grössere Hysterese wählen (bei Endvakuum höher 700 mbar auf automatische Hysterese stellen)
Ventil schaltet nicht	Ventil schliesst nicht	Ventilspule verschmutzt
		Ventilkabel nicht eingesteckt
Kein Vakuum	Falsch verschlaucht	Siehe Kapitel 4, Installation
	Falsch verkabelt	Siehe Kapitel 5.1, Bedienungselemente
Vakuum wird nicht erreicht	Rückverdampfung im Rotationsverdampfer	Auffangkolben entleeren
	Zu tiefer Wasserdruck bei Wasserstrahlpumpe	Wasserhahn ganz öffnen
Destillation ist "eingeschlafen"	Druck manuell absenken bis die Destillation wieder läuft, dann, sofern gewünscht, Rückgabe an die Automatik-Funktion.	
Destillation beendet, obwohl nicht trocken	a) Zu starke Rückverdampfung aus dem Auffangkolben (speziell bei Lösungsmittelgemischen) → Auffangkolben entleeren und Destillation wieder starten	
	b) Nicht genau definierte Störung im Destillationsablauf (z.B. plötzliche Abkühlung, zu geringer Wärmefluss etc.) → Druck manuell absenken bis die Destillation wieder läuft, dann Rückgabe an die Automatik Funktion	
Zu hohe Restfeuchte bei Destillations-Ende	Durch manuelle Druckabsenkung Produkt kontrolliert zu Ende trocknen (minimaler Zeitaufwand bei maximaler Produkteschonung!)	

Tabelle 4: Störungen und ihre Behebung

Fehlermeldungen am Vacuum Controller

E--0	Automatik-Sonde defekt	Kundendienst anrufen
E--1		
E--2		
E--3	Drucksensor ist defekt	Kundendienst anrufen
E--4	Software-Fehler	Kundendienst anrufen
E--5		
E--6	Hardware-Fehler	Kundendienst anrufen
E--7	Drucksensor nicht kalibriert	Kundendienst anrufen
E--8	Druck über 1400 angestiegen	Überdruck im System vermeiden
E--9	Leckrate zu hoch	Gerät trocken evakuieren → Leckrate < 5mbar/min.
	Pumpe zu schwach	<ul style="list-style-type: none"> - Zu wenig Wasserdruck bei der Wasserstrahlpumpe - Verstopfte Wasserstrahlpumpe - Defekte Pumpe - B-721 konfigurieren (siehe Kapitel 4.6)
	Rückverdampfung	Auffangkolben entleeren
E-10	Hardware-Fehler	Kundendienst anrufen

Tabelle 5: Fehlermeldungen am Vacuum Controller




Bild14: Kontrolle / Wechseln der Sicherungen

6.6 Kontrolle / Wechseln der Sicherungen

- Netzstecker vom Gerät ausziehen
- Mit Schraubenzieher den Sicherungshalter entfernen
- Defekte Sicherung mit gleichem Sicherungstyp ersetzen: T400mAL 250V
- Sicherungshalter wieder einsetzen.

7 Ausserbetriebnahme

7.1 Lagerung/Transport

Das Gerät muss in der Originalverpackung an einem trockenen Ort gelagert werden. Auch der Transport muss in der Originalverpackung erfolgen.

7.2 Entsorgung

Damit das Gerät möglichst umweltgerecht entsorgt werden kann, befindet sich in Kapitel 9.2, Verwendete Materialien, eine Auflistung der wichtigsten Teile. Dadurch ist gewährleistet, dass die Teile getrennt der Wiederverwertung zugeführt werden können. Für die Entsorgung von elektronischen Teilen verweisen wir auf die regionalen und örtlichen Gesetze und Vorschriften.

8 Ersatzteile

Nur Büchi Originalersatzteile gewährleisten Gebrauchssicherheit und Funktionstüchtigkeit des Vacuum Controllers. Die Verwendung von andern als **Büchi-Ersatzteilen** und **-Zubehör** ist nur mit Zustimmung der Firma Büchi gestattet.

Für Montage- bzw. Demontagezwecke darf der Ersatzteilkatalog nur in Zusammenhang mit dem entsprechenden Kapitel 5 der Betriebsanleitung verwendet werden. Die Einsichtnahme und Überlassung an Dritte sowie Fertigung nach diesem Unterlagen sind verboten. Das Urheberrecht verbleibt bei der Firma Büchi.




Bild 15: Kreuzmuffe D 12–16 kpl.




Bild 16: Schraubolive GL14 kpl.




Bild 17: Stativstange Ø 12 mm L=300 mm

8.1 Ersatzteile

10 Sicherungen 400mAT	16526
Flügelschraube zu Kreuzmuffe	27343
Kreuzmuffe D12-16 kpl.	27344
Stativstange Ø 12 mm, L=300 mm	32008
Schraubolive GL 14 kpl., 4 Stück	37287

Tabelle 6: Ersatzteile




Bild 18: Wasserstrahlpumpe B-764

8.2 Zubehör

Wasserstrahlpumpe B-764	31358
Set mit 5 Sieben und 10 Dichtungen	15860
Kalrez-Membrane	23347
Set aus 4 O-Ringen	37607

Wasserstrahlpumpe zur Erzeugung eines Vakuums. Die Ansteuerung erfolgt über den B-721. Sobald das eingestellte Vakuum erreicht ist schaltet diese Wasserstrahlpumpe aus und spart so bis zu 400 l Wasser/h. Das integrierte Rückschlagventil verhindert ein Zurücksaugen des Wassers ins System.




Bild 19: Wasserstrahlpumpe B-767

Wasserstrahlpumpe B-767	31357
O-Ring Set, 4 Stück	37607
Set mit 5 Sieben und 10 Dichtungen	15860
Kalrez-Membrane	23347

Gleich wie B-764.

Die B-767 ist zusätzlich mit einem Kühlwasserventil ausgestattet, somit ist für Vakuum und Kühlwasser nur ein Wasseranschluss notwendig.




Bild 20: Kühlwasserventil

Kühlwasserventil	31356
Set mit 5 Sieben und 10 Dichtungen	15860
Kalrez-Membrane	23347

Dieses Kühlwasserventil wird über den B-721 gesteuert und öffnet sich somit nur, wenn Kühlwasser benötigt wird. Dies spart ebenfalls Wasser und Kontrollaufwand.




Bild 21: Durchgangsventil zu 1-Liter Rotavapor

Durchgangsventil 24 VDC	31353
Ø 2,4 mm zu 1 Liter Rotavapor	
Ø 4 mm zu 20 Liter Rotavapor	31354
Ø 4 mm zu 50 Liter Rotavapor	31355

Das Durchgangsventil wird in Zusammenhang mit Hausvakuum oder kontinuierlich laufenden Vakuumpumpen verwendet.

Es steuert das Vakuum durch Öffnen und Schliessen der Vakuumleitung.




Bild 22: Adapterkabel

Adapterkabel B-721

31225

In Verbindung mit Wasserstrahlpumpen B-167/B-164 oder Durchgangsventil vom Vorgängermodell (B-168).

Kontrollventil


34189

Bild 23: Automatiksonde komplett

Automatiksonde komplett
(inkl. Vakuumstutzen und T-Stück)

für Glasaufbau V

37754

für Glasaufbau S

37755

Für automatische Destillationen




Bild 24: Automatiksonde einzeln

Automatiksonde einzeln

für Glasaufbau V

37752

für Glasaufbau S


37753

Bild 25: Glas-T-Stück kpl.

Glas-T-Stück kpl.

37751




Bild 26: AUTO-Vakuumstutzen kpl.

AUTO-Vakuumstutzen kpl.


37750

Bild 27: Wasserregulierdüse 1/2" komplett

Wasserregulierdüse 1/2" komplett
(01308 + 03560 + 15860)**11606**

Set mit 5 Sieben und 10 Dichtungen

15860

Vakuumdichtung


11515

Bild 28: Vakuumschlauch

Vakuumschlauch 16/6 mm

17622Nyflex-Schlauch 14 x 8
(Alternative zum Vakuum-Schlauch 17622)**04113**




Bild 29: Woulff'sche Flasche

Woulff'sche Flasche kpl.


25519① Set Dichtungsringe für
Belüftungsventil**37608**

Bild 30: Set Dichtungsringe für Belüftungsventil

9 Anhang

9.1 Technische Daten

Netzanschluss	230 V / 50 120 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	14 W
Magnetventilspeisung	28 VDC
Regelbereich	1 mbar/Torr–Atmosphärendruck
Max. Regelabweichung	± 7 mbar (typisch 2 mbar)
Anzeigebereich	1 – 1400 mbar 1 – 1050 Torr
Hysteresse	automatisch oder 1 – 100 mbar
Sicherungen	400 mAT
Abmessungen (B x H x T)	90 x 145 x 55 mm
Gewicht	960 g
Umgebungstemperatur	+ 5 °C ... + 40 °C
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Tabelle 7: Technische Daten

9.2 Verwendete Materialien

Teil	Material	Materialcode
Gehäuse	Grillamid	PA
Druckfühler	Keramik	
Folie	Polyester	PES
Leiterplatte	Glasfaser verstärktes Epoxiharz	
Kabel	Polyvinylchlorid	PVC

Tabelle 8: Verwendete Materialien

9.3 EG-Konformitätserklärung

Wir

BÜCHI Labortechnik AG
Postfach, CH-9230 Flawil
Switzerland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

BÜCHI Vacuum Controller **B-721**

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt:

EN 61010-1:1993 (~ IEC 1010-1, VDE 0411-1)

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte: Allgemeine Anforderungen

EN 55011:1991/B (~ VDE 0875/B, VDE 0871/B)

Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen Hochfrequenzgeräten

EN 50082-1:1992

Elektromagnetische Verträglichkeit - Fachgrundnorm Störfestigkeit: Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich, sowie Kleinbetriebe

Gemäss den Bestimmungen der EU-Richtlinie:

Richtlinie 73/23/EWG Niederspannungsrichtlinie

Richtlinie 89/336/EWG EMV-Richtlinie

Flawil, 1. Dezember 1996

D. Simmler

Qualitätsmanagement

BÜCHI Labortechnik AG



<http://www.buchi.com>

